

NB! Les dette før du installerer.

Flytting av test til en annen datamaskin/annen bruker

Det finnes ingen avinstalleringsfunksjon i programmet. For å avinstallere programmet fjerner man ganske enkelt programmets mappe.

Hvis man skal installere programmet på nytt, men vil beholde sine gamle testinger, må man flytte med .mdb-filen der all informasjonen lagres. .mdb filen er en Microsoft Access Applikasjon.

Instruksjon for å flytte database.

1. Først må den opprinnelige databasefilen (.mdb) lagres på et annet flyttbart medium, f.eks. et USB-minne.
2. Ta installasjonsCD-en og installer testen på den nye dataen (en ny tom database installeres automatisk).
3. Kopier databasefilen, som du har lagret på diskett, til mappen der programmet installeres på den nye dataen. M.a.o. erstatter du den nye tomme databasen med din gamle database der alle dine testninger er lagret.
4. Registrere programmet.

NB! Hvis man har byttet passord på det ”gamle” programmet, så kommer det også til å gjelde for den nye installasjonen, då det lagres i det.mdb filen. Brukernavn og passord er:

WAIS-IV: wais-iv (både som brukernavn og passord)

WISC-IV: wisc-iv (både som brukernavn og passord)

WPPSI-III: wppsi-iii (både som brukernavn og passord)