

# HVA ER FORSKJELLEN MELLOM Q-GLOBAL OG Q-INTERACTIVE?



## Q-global

Q-global er en nettbasert plattform som du får tilgang til via din nettleser. Systemet gir deg muligheten for å administrere og skåre tester og spørreskjemaer digitalt. Du kan også få en sammenstilling av resultatene direkte på din datamaskin. I På Q-global skjer administrering og skåring på tre måter:

*Manuell registrering:* Du administrerer en test eller et spørreskjema tradisjonelt på papir og deretter overfører raskårene til Q-global for videre skåring og rapportgenerering. På den måten fungerer Q-global som et skåringsprogram.

*Administrering på datamaskin (dataskjermadministrering):* Testpersonen (respondenten) besvarer spørreskjemaet direkte på din dataskjerm under besøket. Deretter skåres skjemaet automatisk og du kan generere en resultatrapport på plattformen.

*Ekstern administrering på datamaskin (fjernadministrering):* Testpersonen (respondenten) får tilsendt en e-post med invitasjonen til å besvare spørreskjemaet. Når skjemaet er besvart av testpersonen, hjemme eller et annet sted, logger du deg bare på Q-global for å generere en resultatrapport.

Eksempler på tester og spørreskjemaer som er tilgjengelige på Q-global:

- BASC-3 & BESS
- Vineland-3
- Brown EF/A
- Raven's 2
- BDI
- PEDI-CAT
- WPPSI-IV (kun skåringsprogram)
- WISC-V (kun skåringsprogram)

## Q-interactive

Q-interactive er interaktiv plattform som gir deg muligheten for å administrere tester ved hjelp av to iPads. Den ene iPaden brukes av testpersonen (pasienten) og fungerer som en stimulusbok og et svarhefte. Den andre brukes av deg og erstatter manualen. Test- og oppgaveinstruksjonene er tilgjengelige på iPaden, og du registrerer testpersonens svar direkte under testadministrering.

Q-interactive har en innebygd funksjon for tidtaking og lyd-opptak. Systemet holder også styr på de ulike kriteriene som gjelder under testadministreringen, så som startpunkter, reverseringsregler og regler for å avbryte en deltest. Takket være digitale instruksjoner og svarhefter elimineres behovet for papirmateriell. Skalerte skårer og indeksskårer beregnes automatisk når de aktuelle deltestene er ferdig administrert. Etter at testen er gjennomført, får du også lett tilgang til å generere en rapport som sammenstiller alle resultatene fra testingen.

Q-interactive er tilknyttet en app (Assess) som lastes ned til begge iPads, og en nettbasert portal (Central). Assess brukes for å administrere tester. I Central kan du (på datamaskinen eller iPaden) bl.a. opprette nye testpersoner, skreddersy testbatterier, se notater fra en gjennomført testing og generere en resultatsammenstilling.

Per dags dato kan følgende tester administreres på Q-interactive:

- WISC-V